



Vasco® OP | Technisches Datenblatt

Chirurgische Handschuhe (steril)

| Produktvarianten | Größe | Vasco® OP free | Vasco® OP Sensitive | Vasco® Surgical Powder-free |
|--|------------|----------------|--|-----------------------------|
| | | Vany Of feet | Damen Property of the Property | |
| | 6 | REF 9208305 | REF 6081002 | REF 6081101 |
| | 6.5 | REF 9208313 | REF 6081010 | REF 6081111 |
| | 7 | REF 9208321 | REF 6081029 | REF 6081121 |
| | 7.5 | REF 9208330 | REF 6081037 | REF 6081131 |
| | 8 | REF 9208348 | REF 6081045 | REF 6081141 |
| | 8.5 | REF 9208356 | REF 6081053 | REF 6081151 |
| | 9 | | REF 6081060 | REF 6081161 |
| Gesamtlänge | 6 | 270 | 270 | 295 |
| (mm – min) | 6.5 | 270 | 270 | 295 |
| | 7 | 280 | 270 | 295 |
| | 7.5 | 280 | 280 | 295 |
| | 8 | 280 | 280 | 295 |
| | 8.5 | 285 | 285 | 295 |
| | 9 | | 285 | 295 |
| Wanddicke (mm – doppelte Wandstärke) | Handfläche | 0,43 ± 0,05 | 0,44 ± 0,05 | 0,42 ± 0,04 |







| | | Vasco® OP free | Vasco® OP Sensitive | Vasco® Surgical Powder-free | | |
|-------------------------------|---------------------------|---|-----------------------------|---|--|--|
| Material - | Material | Polyisopren | Naturlatex | Naturlatex | | |
| | Proteingehalt | frei von Latex-Proteinen | <u><</u> 30 μg/g | ≤ 50 μg / g | | |
| | Innenfläche | latexfreie Polymer- | latexfreie Polymer- | latexfreie Polymer- | | |
| | | Beschichtung | Beschichtung | Beschichtung | | |
| | Puder | puderfrei | puderfrei | puderfrei | | |
| Oberflächenbehandlung | | Silikonbehandlung | | | | |
| Zusatzstoffe - - - - | Beschleuniger | Zn-Dithiocarbamat, Xanthogenat | Zn-Dithiocarbamat | Zn-Dithiocarbamat | | |
| | Vulkanisations- mittel | Schwefel | | | | |
| | Aktivator | Zinkoxid | | | | |
| | Alterungsschutz | Sterisch modifizierte Phenole | | | | |
| Design _ | Form | vollkommen anatomische Form mit gekrümmten Fingern | | | | |
| | Bund | Rollrand | | | | |
| | Äußere Oberfläche | mikroraue Oberfläche | mikroraue Oberfläche | texturiert im Handflächen- und Fingerbereich | | |
| | Farbe | creme | naturweiß | naturweiß | | |
| Reißfestigkeit | während Haltbarkeit | min. 12 N | | | | |
| , | nach Alterung | min. 9 N | _ | _ | | |
| AQL | Wasserdichtigkeit | 1,0 | 1,0 | 1,5 | | |
| Logistik | Verpackung | sterile Peel-Packung mit 1 Paar Handschuhe links/rechts mit gefalteter Stulpe in Papiertasche | | | | |
| | Dispenserkarton | 40 Paar | 40 Paar | 50 Paar | | |
| | Transportkarton | 10 x 40 Paar | 10 x 40 Paar | 4 x 50 Paar | | |
| | Haltbarkeit | 3 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre | | |
| | Lagerung | Bei Zimmertemperatur lagern, | vor Staub, Feuchtigkeit und | Sonneneinstrahlung schützen | | |
| Sterilisation | | Gammastrahlung | | | | |
| Produktbezogene Normen | | EN 455 1-4 | | | | |
| Qualitätszertifikate | | ISO 13485; ISO 9001; EG-Zertifikat: G1, Anhang II MDD 93/42/EWG | | | | |
| | zierung | Medizinprodukt gemäß MPG 93/42/EWG, Klasse II a, CE 0123 | | | | |